



Siège social  
Globalprotect SAS – 16 Rue de la République - 69002 Lyon - France  
Tel: + 33 (0) 6 81 52 51 25  
[www.globalprotect.fr](http://www.globalprotect.fr) - Siret 520105560200012

# Global Protect® Classic Laminated

Nom du Patient : .....

Date de livraison souhaitée: .....

Email du patient: .....

Numéro de téléphone du patient : .....

Sport pratiqué : .....

Voulez-vous une béance de ventilation : .....(Dans le doute, ne pas remplir cette ligne)



Livré en version Blanche

Face intérieure au centre : Logo Global Protect®

## Adresse d'expédition des Empreintes

GLOBAL PROTECT – 16, Rue de la République – 69002 Lyon - France  
Tél: + 33 (0)6 81 52 51 25 - Email: [contact@globalprotect.fr](mailto:contact@globalprotect.fr)

Dr:.....

Adresse.....

Code postal ..... Ville.....

Pays.....

Tel.....Fax.....

Email.....

## Instructions Spéciales

**Merci de se référer aux instructions sur notre site à la rubrique Espace Technique pour la prise d'empreintes et la RIM :**

Empreintes alginate ou silicone de qualité prises en haut et en bas à expédier sous 24 heures.

Au maxillaire, obtenir un enregistrement net des surfaces de rétention situées sur la gencive jusqu' au fond du vestibule. Dynamiser les lèvres et les freins une fois le porte-empreinte inséré, pour les marquer dans le matériau d' empreinte. Cela permet d' avoir une vue réelle des surfaces à exploiter, sans les dépasser. Nous conseillons d' utiliser de la cire à boxer autour d' un porte-empreintes .

Pour la relation inter-maxillaire (RIM), utiliser une cire d' occlusion pour un parfait emboîtement des dents du haut et du bas.

Cadre réservé au laboratoire