



global protect

Siège social
Globalprotect SAS - 16, Rue de la République - 69002 Lyon - France
Tel: + 33 (0) 6 81 52 51 25
www.globalprotect.fr - Siret 520105560200012

Global Protect® Kids

Protège-dents destiné particulièrement aux patients sous traitement orthodontique
Ou pour les enfants

Nom du Patient :
Date de livraison souhaitée:
Email du patient:
Numéro de téléphone du patient :
Sport pratiqué :



Livré en version Blanche en
version de base
Ou couleur selon teintier



Version de base Blanc
Ref: 58195318

Possibilité de choisir une couleur



Noir
Ref:
58195416



Jaune
Ref:
4248620



Bleu Turquoise
Ref:
42481824



Rouge vif
Ref:
58194121



Vert Gazon
Ref:
58194430



Bleu Foncé
Ref:
58194325



Gris Argent
Ref:
58195623



Or
Ref:
58195519



Rose
Ref:
58194522

Adresse d'expédition des Empreintes

GLOBAL PROTECT - 16, Rue de la République - 69002 Lyon - France
Tél: + 33 (0)6 81 52 51 25 - Email: contact@globalprotect.fr

Dr:.....
Adresse.....
.....
Code postal Ville.....
Pays.....
Tel.....Fax.....
Email.....

Instructions Spéciales

Merci de se référer aux instructions sur notre site à la rubrique Espace Technique pour la prise d'empreintes :

Empreintes alginate ou silicone de qualité prises en haut à expédier sous 24 heures.

Au maxillaire, obtenir un enregistrement net des surfaces de rétention situées sur la gencive jusqu' au fond du vestibule. Dynamiser les lèvres et les freins une fois le porte-empreinte inséré, pour les marquer dans le matériau d' empreinte. Cela permet d' avoir une vue réelle des surfaces à exploiter, sans les dépasser.

Nous conseillons avant la prise d'empreintes de couvrir les bagues de cire afin de ne pas déchirer l'empreinte lors du retrait du porte empreintes.

Cadre réservé au laboratoire